

ESTIMULADOR FETAL
FS-1


COMPATIBLE



F9 Express



F6



F3 / F3 Dual

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Temperatura de operación: 10 a 40 °C.
- Humedad de operación: 25 % a 85 %.
- Dimensiones: 150 mm x 48,5 mm x 58 mm
- Peso: 160 g Aprox (sin batería)
- Fuente de alimentación: 2 baterías AA, 3V
- Corriente de trabajo: 150 mA
- Frecuencia de vibración: 30 a 80 Hz
- Ritmo de vibración: Ajustable
- Intensidad de vibración: 100 gal o más
- Ciclo intermitentemente repetitivo: 0,3s a 1,0s aprox.
- Tiempo de vida de batería: 7000 veces aprox.

LIGERO, TAMAÑO COMPACTO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR

El ritmo de vibración se puede controlar mediante una rueda de control que ajusta el ritmo de vibración.

Las marcas de operación de vibración se pueden visualizar y/o grabar en las tendencias de CTG. (cuando se conectan con un monitor fetal mediante un cable de audio).