

Doppler Fetal

SonoTrax



BASIC A

- Diseño ergonómico, compacto y ligero.
- Fácil de usar.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Detección precisa de FHR con sonido claro.
- Múltiples modos de funcionamiento.
- Transductores o sondas impermeables intercambiables de alta sensibilidad.
- Compatible para estudios vasculares y obstétricos.
- Batería recargable (Autonomía alrededor de 8 h).
- Indicador de nivel de batería.
- Apagado automático.
- Ideal para áreas que realicen mediciones obstétricas.

Modo de visualización múltiple



Pantalla LCD
Retroiluminada



Transductores impermeables
intercambiables



Parlante incorporado

El acceso simple y conveniente a los sonidos cardiacos fetales ayuda a los médicos a diagnosticar rápidamente las condiciones fetales

Transductores Compatibles



Obstétrico de 2MHz / 3MHz

Vascular de 4 / 5 / 8 MHz



Accesorios que incluye

- Transductor obstétrico de 2MHz.
- Estuche.
- Batería AA R6 1.2V, NI-MH recargables.
- Gel.