

ELECTROCARDIÓGRAFO


SE-301

8.5

Horas, Autonomía
de la batería
Recargable

3

Canales



CARACTERÍSTICAS

Diseño Ultra compacto, portátil y liviano.

Pantalla LCD táctil a color de 5 pulgadas.

Visualización de las 12 derivadas.

Algoritmo SEMIP® avanzado para mediciones e interpretación automáticas

Almacenamiento de datos de paciente: 500 ECG.

Detección y alerta de desconexión.

Teclado digital alfanumérico.

Múltiples modos de trabajo.

Filtros digitales de ECG.

Protección contra descarga de desfibrilador.

Impresora térmica incorporada de alta resolución.

Compatibilidad con software manejo de datos SE-1515 (opcional)

Compatible con papel térmico 80 mm x 20m.


CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Compatibilidad con software de manejo de datos SE-1515 (opcional).

Permite centralizar, almacenar, mostrar, analizar, exportar, importar, administrar los datos del electrocardiograma en el PC y conexión al sistema PACs, CIS o HIS para integrar datos clínicos, permitiendo asociar hasta 254 electrocardiogramas a través de una red Wifi o LAN.



Diseño Ultra compacto, liviano y portátil, Ya que cuenta con peso inferior a 1 kg.



Operación de un solo toque, a través de la pantalla táctil de 5 pulgadas.




Exportación de estudios en formato PDF.

Reporte ECG

ID : 6723 35Años Masculino cm kg / mmHg Raza:Desconocida No. hab.: Departam.:

Información de Diagnostico:
FC : 60 bpm
P : 95 ms
PR : 169 ms
QRS : 88 ms
QT/QTc : 359/359 ms
P/QRS/T : 52/45/52 °
RV5/SVI : 0.859/0.430 mV

Técnico :
Méd. der. :
Informe confirm por:



VISTAS DEL EQUIPO



ACCESORIOS QUE INCLUYE

Cable Ekg SE Edan.

Chupas Ekg set x 6

Pinzas Ekg set x4

Batería litio Ekg.

Papel térmico.

Soporte de papel.

