

ELECTROCARDIÓGRAFO

SE-1200 EXPRESS

6

Horas, Autonomía
de la batería
Recargable

12

Canales



CARACTERÍSTICAS

Pantalla LCD táctil a color de 8 pulgadas.

Visualización de las 12 derivadas.

Algoritmo SEMIP® avanzado para mediciones e interpretación automáticas

Almacenamiento de datos de paciente: 800 ECG.

Detección y alerta de desconexión.

Teclado físico alfanumérico.

Múltiples modos de trabajo.

Filtros digitales de ECG.

Protección contra descarga de desfibrilador.

Impresora térmica incorporada de alta resolución.

Análisis ECG avanzado: ECG vectorial (opcional).


Compatibilidad con software manejo de datos SE-1515 (opcional).

Compatible con papel térmico 210mmx295mmx100 paginas.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Compatibilidad con software de manejo de datos SE-1515 (opcional).

Permite centralizar, almacenar, mostrar, analizar, exportar, importar, administrar los datos del electrocardiograma en el PC y conexión al sistema PACs, CIS o HIS para integrar datos clínicos, permitiendo asociar hasta 254 electrocardiogramas a través de una red Wifi o LAN.



Operación de un solo toque

A través de la pantalla táctil de 8 pulgadas y del panel teclado.



Muestreo simultáneo de 12 derivaciones

Aunque está diseñado con una impresora térmica de 12 canales, el SE-1200 Express toma muestras de las 12 derivaciones simultáneamente y puede presentar informes de 12 canales a través de impresoras USB o archivos PDF.




Teclas de atajo

Una serie de teclas de acceso directo están preparadas para un acceso rápido a las funciones de uso común.



Exportación de estudios en formato PDF



VISTAS DEL EQUIPO



ACCESORIOS QUE INCLUYE

Cable Ekg SE Edan.

Chupas Ekg set x 6.

Pinzas Ekg set x 4.

**Batería litio Ekg
1200 Express**

Papel térmico.

Soporte de papel.