

# Monitor de pacientes

## Monitor de Pacientes

# Monitor Multiparámetros Serie X



# X8



Diseño sin ventilador



Modo nocturno



Nivel de tono en SpO2



Impresora térmica (Opcional)

# Características Principales

## Monitor de Pacientes

### X8

# Monitor de pacientes

- ▶ Diseño ligero, delgado y compacto.
- ▶ Pantalla TFT a color de 8 pulgadas.
- ▶ 11 formas de ondas máximo.
- ▶ ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR.
- ▶ Oximetría con modulación de Tono por pulso.
- ▶ Análisis ECG de 7 segmentos.
- ▶ Batería de Litio recargable.
- ▶ Comunicación bidireccional con la Central de monitoreo.
- ▶ Detección de Marcapasos.
- ▶ Ideal para múltiples áreas

## Modo de visualización múltiple



Estándar



Letra grande



Pantalla de tendencias




OxyCRG

## Vistas del equipo



# Monitor de Pacientes

# Monitor de pacientes



## ECC

- ▶ Filtro personalizable para mejor rendimiento.
- ▶ Detección de marcapasos y protección de desfibrilador/ESU.
- ▶ Algoritmo iSEAP, líder en la industria para detección precisa de arritmias.
- ▶ Algoritmo SEMIP con 208 hallazgos de ECG sobre diversidades de edad/género



## SpO2

- ▶ Algoritmo iMAT con excelente resistencia al movimiento y rendimiento de baja resistencia a la perfusión
- ▶ Lectura de referencia del índice de perfusión (PI) de 0 al 10 según los cambios de perfusión.
- ▶ Mediciones simultáneas de SpO2 y NIBP de la misma extremidad.



## PANI/NIBP

- ▶ El diseño de filtro de polvo dual no bloquea el interior y proporciona lecturas precisas de PANI / NIBP
- ▶ Modo de limpieza único para el mantenimiento de rutina.
- ▶ Algoritmos ICUFS con tecnología de deflación inteligente.

## OPCIONAL CENTRAL DE MONITOREO MFM-CMSEDAN



## Almacenamiento interno temporal

1200	240 h	200	120 s	200
Medición de NIBP	Revisión de tendencia	Eventos de alarma	Forma de onda congelada	Eventos de arritmia

# Monitor de Pacientes

## Accesorios Opcionales



Soporte pedestal



Impresora Térmica



## Accesorios que incluye

- ▶ Sensor SpO2 tipo pinza.
- ▶ Batería de litio.
- ▶ Brazaletes Nibp adulto..
- ▶ Manguera Nibp.
- ▶ Sensor de temperatura.
- ▶ Cable ecg