



# Mesa Quirúrgica

## Dr. MAX 7000SKB Mesa Quirúrgica



# RX

Radio traslúcida  
para toma de RX con arco en C.

- ▶ Sistema Electrohidráulico integrado.
- ▶ Fabricada en acero inoxidable.
- ▶ Para cirugías en general y aplicaciones específicas.
- ▶ Hasta 100 Accionamientos con Batería interna.
- ▶ Proporciona movimiento longitudinal para la toma de RX con arco en C.



# Mesa Quirúrgica

## Especificaciones Técnicas

Longitud de la mesa (incluyendo cabecera).	2.000mm
Ancho de la mesa (con rieles laterales).	500 mm (19.7")
Alto de la mesa (arriba/abajo).	685 - 1.135mm
Trendelenburg / Trendelenburg inverso.	30°/30°
Inclinación Lateral (izq/der).	20°/20°
Flexión / Deflexión.	220°/100°
Cabecera (arriba/abajo).	60°/90°
Espaldar (arriba/abajo).	80°/40°
Pierneras (arriba/abajo).	15°/90°
Pierneras (posicion horizontal).	0°-90°
Movimiento Longitudinal .	350mm
Máximo peso de paciente.	360Kg

## Aplicaciones:

- Cirugía General
- Cardio vascular
- Oftalmológica, facial, plástica
- Neurocirugía, craneotomía
- Cirugía de riñón, vesicular
- Columna
- Urología
- Cirugía de hombro o de rodilla
- E.N.T

Alguna de estas aplicaciones solicitan accesorios adicionales.

