



Sistema Holter SE-2003



- ▶ Forma de onda a tiempo
- ▶ Una batería dura hasta 7 días de monitoreo
- ▶ Compatible con memoria SD
- ▶ Detección de marcapasos

3
Canales
7 leads.

50g
Peso



Sistema Holter

Sistema Holter

Equipo digital, ligero y compacto. Alcanza el grado de protección hasta IP27, con la intención de evitar daños inesperados causados por el agua o el polvo, lo que maximiza la libertad de los pacientes en su vida diaria, incluso en el momento de la ducha.


Características

- ▶ Compatible con el **SOFTWARE HOLTER SE-2003**.
- ▶ Fuente de alimentación: 1 batería alcalina AAA,
- ▶ Li/FeS2 o batería Ni-MH.
- ▶ Duración de la batería:
- ▶ 48h (Tasa de muestra: 1024 Hz)
- ▶ 168h (Tasa de muestra: 128 Hz) 3 canales de grabación digital.
- ▶ Pantalla con visualización de forma de onda en tiempo real.
- ▶ Diseño ligero y compacto solo: 50 g Nivel IP27 de prueba de agua y polvo.
- ▶ Detección de marcapasos.
- ▶ Frecuencias de muestreo ajustable.




Funciones avanzadas Software Holter SE-2003

Motor de búsqueda y aprendizaje dinámico




Eficiencia en la clasificación de plantillas




SOFTWARE HOLTER SE-2003 (Opcional)



Detección automática de segmentos AFIB



Histograma



Análisis interactivo de HRV



Mapa de calor de superposición de formas de onda

