



# Incubador HKN-93B

## HKN-93B Calentador Radiante Infantil



Indicadores  
de alarmas.



Inclinación  
ajustable.

- ▶ Temperatura de piel servocontrolada.
- ▶ Tres modos de control: manual, pre-calentamiento, modo bebé.
- ▶ Visualización independiente: temp. ajustada y temp. de bebé.
- ▶ Bandeja porta chasis Rx.
- ▶ Conector de RS 232.



## Calentador Radiante Infantil

www.novamedicasas.com

Este catálogo está diseñado bajo propiedad intelectual de Nova Médica sas. ©

# Incubador HKN-93B

### Especificaciones Técnicas

#### Configuración estándar

- ▶ Incluye El Módulo Calefactor
- ▶ Controlador
- ▶ Columna Principal
- ▶ Cuna
- ▶ Soporte
- ▶ Atril
- ▶ Balanza
- ▶ Gabinete
- ▶ Bandeja
- ▶ Unidad De Fototerapia (Bombillos Led).

### Especificaciones

#### Requerimientos de energía:

- ▶ AC110V-120V, 50/60Hz, 750VA

#### Modo de control:

- ▶ modo de pre-calentamiento, modo manual y modo bebé.

#### Rango de control de temperatura del modo bebé:

- ▶ 34 oC - 38,0oC.

#### Rango de temperatura de sensor en pantalla:

- ▶ 5oC - 65oC.

#### Exactitud del sensor de temperatura de piel:

- ▶  $\pm 0.2$ oC.

#### Desviación entre la temperatura de piel y la de control:

- ▶  $\leq 0,5$ oC.

#### Uniformidad de la temperatura del colchón:

- ▶  $\leq 2$ oC.

#### Ángulo del módulo:

- ▶ 0°, 30°, 60°, 90° de dos maneras.

#### Inclinación de la cuna:

- ▶  $\pm 10^\circ$

#### Temporizador APGAR:

- ▶ tonos en 1', 5', 10'.

#### Acrílicos laterales removibles con 6 pasa canulas (3 por cada acrílico lateral).

#### Acrílicos frontales removibles.

#### Esquineros plásticos.

#### Frenos en las dos ruedas delanteras para seguridad.

#### Alarmas:

- ▶ Alarma De Temperatura
- ▶ Alarma De Desviación
- ▶ Alarma De Fallo Del Sensor
- ▶ Alarma De Fallo De Alimentación
- ▶ Ajustes De La Alarma
- ▶ Control De Alarma Y Así Sucesivamente.

#### Máximo rango efectivo de radiación:

- ▶  $> 1000$ uW/cm<sup>2</sup>.

#### Rango efectivo de uniformidad de la radiación:

- ▶  $> 0,4$ .

#### Longitud de onda de la luz azul fototerapia:

- ▶ 420-470nm.

#### Luz de examinación tipo LED.

#### Opcionales:

- ▶ Inclinación de la cuna:  $\pm 12^\circ$ .
- ▶ Ajuste de la altura vertical VHA.
- ▶ Gabinetes o cajones.
- ▶ Frenos en las 4 ruedas para mayor seguridad.