

# Succionador SXT-5A

## Unidad Portátil de Absorción de Flema **SXT-5A**



### **Características**

- ▶ Alto vacío, alto flujo, buen rendimiento.
- ▶ Con control regulable de flujo.
- ▶ Posee protección de sobreflujo.
- ▶ Recipiente de secreciones de 1 Litro.
- ▶ Material plástico transparente autoclavable.



## Especificaciones Técnicas

▶ Máximo Vacío:	600mmHg
▶ Rango de Vacío:	150mmHg - 600mmHg
▶ Velocidad de Flujo:	22 L / Min.
▶ Nivel de Ruido:	< ó igual a 60dB
▶ Capacidad del recipiente:	1000mLtr.
▶ Peso Neto:	4.0 Kg
▶ Dimensiones:	21Cm x 14Cm x 30Cm.
▶ Suministro de Poder:	AC 110 V +/- 10%, 60Hz
▶ Potencia de Entrada:	110VA

## Accesorios Incluidos:

- ▶ Recipiente de secreciones.
- ▶ Filtro.
- ▶ Manguera de succión.
- ▶ Manual de usuario.