



Aparato de Succión
Eléctrica

YX-980D



Características

- ▶ Aspirador de cirugía transportable.
- ▶ Alto vacío y libre de aceite.
- ▶ Cuatro (4) botellas de policarbonato:
 - ▶ Dos de 4000 ml y Dos de 2000 ml.
- ▶ Sistema de cierre hermético.
- ▶ Bajo Nivel de contaminación.
- ▶ Alta velocidad de flujo regulable.



Especificaciones Técnicas

▶ Máximo vacío:	0.09 Mpa (-680 mmHg)
▶ Flujo de aire libre:	Mayor o igual a 80 L/min
▶ Capacidad de las botellas:	2000 ml x 2 - 4000 ml x 2
▶ Intervalo de vacío ajustable:	0.02 a - 0.09 Mpa (-150 a - 680 mmHg)
▶ Nivel de ruido:	Menor o igual a 60 dB (a)
▶ Potencia de entrada:	280 VA
▶ Fuente de alimentación:	110 VAC / 60 Hz
▶ Sistema de trabajo:	Operación continua o intermitente
▶ Dimensiones:	440 mm (Largo) 500 mm (Grosor) 995 mm (Altura)
▶ Peso neto:	25 kg

Accesorios Incluidos:

- ▶ Cánula de succión para cavidad abdominal.
- ▶ Manguera de succión.
- ▶ Filtro de aire.
- ▶ Fusible.
- ▶ Pedal.
- ▶ Manual.