

# Monitor de Signos Vitales iM3S



# Monitor de Paciente


# Monitor de signos vitales

## Características Principales Monitor de signos vitales iM3s

Además del parámetro vital básico **SpO2 y NIBP**, de manera opcional el **iM3s** proporciona diferentes maneras para monitorear la temperatura, incluida la temperatura de la arteria temporal y termómetro infrarrojo inalámbrico sin contacto

Opciones para monitorear la temperatura, incluida la temperatura de la arteria temporal.

Termómetro infrarrojo inalámbrico sin contacto.



## Diseño de bolsillo

- ▶ Peso:  
< 300g
- ▶ Dimensiones:  
77mm (Ancho) \* 150mm (Alto) \* 28mm (Profundidad)
- ▶ Pantalla Táctil:  
5" Color TFT
- ▶ Alta resolución:  
720x1280



# Monitor de Paciente

# Monitor de signos vitales



**PROTEGIDO CONTRA SALPICADURAS DE AGUA Y PARTICULAS  $\geq 1$  mm.**



**RESISTENTE A LOS GOLPES.**




## Información

- ▶ Mediciones de signos vitales.
- ▶ Hasta 20 conjuntos de parámetros Personalizados.
- ▶ Registro guardado con Información del operador.

# Monitor de signos vitales

## Gestión Sencilla De Pacientes

- ▶ Permite selección en lista de pacientes.
- ▶ Estado del paciente codificado por colores.
- ▶ Revisión de datos y exportación como .CSV.
- ▶ Conexión EMR a través de HL7.



## Accesorios Opcionales

Aunque iM3s es perfecto para operar con una sola mano, los soportes de carga están disponibles para aplicaciones de sobremesa, lo que brinda una solución de cuidado prolongado.

Junto con el soporte rodante o el soporte de pared, podría usarse en atención ambulatoria, atención de emergencia, rondas de sala, etc.



**Soporte de Mesa CS-04**



**Soporte de Mesa CS-05**

