



# Contenido

**02**

Bombas de Infusión

**03**

Bomba Enteral

**04**

Dopplers

**06**

Desfibriladores

**08**

Ecógrafos

**11**

Electrocardiógrafos

**13**

Holter y Prueba de Esfuerzo

**14**

Incubadoras  
Lámparas de Calor Radiante

**18**

Iluminador de Venas

**19**

Lámparas de Fototerapia

**21**

Lámparas de Cirugía

**24**

Mesas de Cirugía

**26**

Máquinas de Anestesia

**28**

Monitores Fetales

**30**

Monitores de Paciente

**33**

Oxímetro

**34**

Succionadores

**35**

Ventiladores

**37**

Videocolposcopios



## SYS-6010

### Bomba de Infusión

- Diseño liviano y compacto
- Pantalla táctil de 2.4"
- 8 modos de infusión
- Compatible con múltiples sets de infusión
- Batería Li-on recargable de 5 horas
- Puerta motorizada
- **Opcional: Sensor de goteo, central de monitoreo, WiFi**

## MP-60

### Bomba de infusión

- Diseño liviano y compacto
- Pantalla táctil de 2.4"
- 9 modos de infusión
- Compatible con múltiples sets de infusión
- Batería Li-on recargable de 5 horas
- Diseño apilable (doble canal mediante acople directo)
- Módulo de comunicación WIFI
- Puerta motorizada
- Compatible con estación de trabajo MP80
- **Opcional: Central de monitoreo, sensor de goteo, MP80**





## MP-30

### Bomba perfusora

- Diseño liviano y compacto
- Pantalla táctil de 2.4"
- 9 modos de infusión
- Compatible con múltiples jeringas de infusión
- Batería Li-on recargable de 6 horas
- Diseño apilable (doble canal mediante acople directo)
- Módulo de comunicación WIFI
- Puerta motorizada
- Compatible con estación de trabajo MP80
- **Opcional: Central de monitoreo, sensor de goteo, MP80**

## HP-60

### Bomba de infusión

- Diseño liviano y compacto
- Pantalla táctil de 3"
- 9 modos de infusión
- Compatible con múltiples sets de infusión
- Batería Li-on recargable de 10 horas
- Diseño apilable (doble canal mediante acople directo)
- Módulo de comunicación WIFI
- Puerta motorizada
- Ideal para transfusión de sangre, nutrición parenteral total (TPN) y terapia oncológica
- Compatible con estación de trabajo HP80
- **Opcional: Central de monitoreo, sensor de goteo, HP80**







## EP-60 Bomba enteral

- ▶ Velocidad de alimentación de 1 a 1200 ml/h
- ▶ Pantalla táctil LCD a color de 4"
- ▶ Opción de integrar calentador para mayor confort del paciente
- ▶ Autonomía de batería de hasta 24 horas
- ▶ Modos de alimentación continua e intermitente
- ▶ Función de bolo, lavado y purga integradas
- ▶ Diseño compacto y ligero (<1 kg)



## SD1 Doppler fetal

- ▶ Transductor de 3 MHz para una mejor detección de latidos
- ▶ App de manejo de visualización
- ▶ Diseño compacto
- ▶ Pantalla digital de FHR
- ▶ Autoapagado para ahorro de energía
- ▶ Volumen ajustable

## SD3 PRO Doppler fetal

- ▶ Pantalla OLED brillante para visualización del FHR en tiempo real
- ▶ Batería recargable con más de 16 horas
- ▶ Permite la realización de exámenes obstétricos y vasculares.
- ▶ Autoapagado para el ahorro de energía
- ▶ Graba, reproduce y extrae audio
- ▶ Transductor de 3 MHz
- ▶ **Opcional: Transductores vasculares de 4 MHz, 5 MHz y 8 MHz y transductor obstétrico de 2MHz, cargador**





## SONOTRAX BASIC A

### Doppler fetal

- ▶ Transductor de 2 MHz.
- ▶ Pantalla LCD retroiluminada.
- ▶ Precisión en la medición de la fetocardia.
- ▶ Permite la realización de exámenes obstétricos y vasculares.
- ▶ Indicador de nivel de batería.
- ▶ **Transductores vasculares de 4 MHz, 5 MHz y 8 MHz y transductor obstétrico de 3MHz**

## SONOTRAX II PRO

### Doppler fetal

- ▶ Transductor de 2 MHz
- ▶ Pantalla LCD retroiluminada.
- ▶ Batería recargable con más de 8 horas.
- ▶ Precisión en la medición de la fetocardia.
- ▶ Permite la realización de exámenes obstétricos y vasculares.
- ▶ Grabación de audio por 240s.
- ▶ Salida para audífonos.
- ▶ **Transductores vasculares de 4 MHz, 5 MHz y 8 MHz y transductor obstétrico de 3MHz**





## i2 Desfibrilador

- ▶ 4 en 1: Desfibrilación, monitorización, estimulación y DEA
- ▶ Pantalla a color de 7"
- ▶ Batería de litio recargable de larga duración
- ▶ Desfibrilación bifásica con compensación de impedancia
- ▶ Palas convertibles adulto/pediátrico incluidas
- ▶ Impresora térmica incorporada
- ▶ Compacto, liviano con aproximadamente 5,8 kg
- ▶ **Opcional: Paletas internas**



## i6 Desfibrilador

- ▶ 4 en 1: Desfibrilación, monitorización, estimulación y DEA
- ▶ Monitoreo completo: ECG, SpO2, RESP, NIBP y 2-TEMP
- ▶ Desfibrilación bifásica con compensación de impedancia
- ▶ Palas convertibles adulto/pediátrico incluidas
- ▶ Pantalla LCD TFT a color de 7" de alta resolución
- ▶ Impresora térmica incorporada
- ▶ **Opcional: Sensor CPR, medición de CO2**





Nuevo  
Equipo



## i7 Plus DEA

- ▶ Análisis automático del ritmo
- ▶ Alta autonomía de batería
- ▶ Diseño portátil y resistente para entornos exigentes
- ▶ Guía por voz paso a paso
- ▶ Tecnología bifásica
- ▶ Autoverificación continua
- ▶ Registro de eventos

Nuevo  
Equipo

## i9 Plus DEA

- ▶ Desfibrilación automática con análisis del ritmo
- ▶ Diseño portátil y resistente para entornos exigentes
- ▶ Pantalla a color de 7"
- ▶ Guía por voz paso a paso
- ▶ Tecnología bifásica
- ▶ Autoverificación continua
- ▶ Registro de eventos
- ▶ **Opcional: Función de grabación**





## Acclarix AX3

### Ecógrafo portátil

- ▶ Pantalla LCD principal de 15.6"
- ▶ Pantalla táctil de 10.1"
- ▶ Dos puertos activos de transductor
- ▶ Diseño portátil, flexible y ligero
- ▶ Peso: 4.5 kg.
- ▶ Baterías duales que permiten un tiempo de trabajo de 3 horas.
- ▶ Sistema silencioso con inicio rápido y arranque de 30 segundos.
- ▶ eOptimized.
- ▶ Seguimiento automático de PW.
- ▶ Almacenamiento de alta capacidad con transferencia USB.
- ▶ eTouch: control de gestos
- ▶ 3D/4D (Con transductor volumétrico)
- ▶ Elastografía (Con transductor lineal)

## Acclarix AX8

### Ecógrafo portátil

- ▶ Tecnología de procesamiento de imagen de última generación
- ▶ Monitor principal LED de 15.6"
- ▶ Pantalla secundaria táctil de 12.3"
- ▶ Panel de control hermético a prueba de derrames
- ▶ Función Stress Echo
- ▶ Disco duro SSD de 512 GB
- ▶ Módulo ECG
- ▶ WiFi integrado
- ▶ Compatible con transductor transesofágico





## Acclarix LX3

### Ecógrafo

- ▶ Monitor LCD de 21.5" de alta resolución con ángulo de visión multidimensional
- ▶ Pantalla táctil de alta sensibilidad de 14" que permite un funcionamiento eficaz
- ▶ Calentador de gel
- ▶ Configuración de 5 puertos para transductores
- ▶ Diseño de ajuste de altura ergonómico
- ▶ eOptimized
- ▶ PW auto trace
- ▶ eTouch – eficiente control gestual "Swipe"
- ▶ eLearn – software tutorial de fácil uso
- ▶ 3D/4D (Transductor volumétrico)
- ▶ Conectividad DICOM 3.0
- ▶ Elastografía (Con transductor lineal)

## Acclarix LX9

### Ecógrafo

- ▶ Monitor grado médico LCD de 21.5" con alta resolución.
- ▶ Pantalla táctil de alta sensibilidad inclinable de 14".
- ▶ 5 puertos activos para transductores.
- ▶ Panel de control rotatorio y ajustable en altura.
- ▶ Calentador de gel.
- ▶ Disco duro SSD de 1 TB.
- ▶ Función ECG.
- ▶ Teclado físico retráctil retroiluminado.
- ▶ Arquitectura de alto desempeño: procesador i5 de 6 núcleos, 32 GB de RAM y SSD de 1TB
- ▶ Amplia conectividad: DICOM 3.0, Worklist, FTP, Ethernet, USB 3.0, HDMI, VGA, WiFi y más
- ▶ Calentador de gel integrado y extraíble
- ▶ Funciones de imagen avanzadas: 3D/4D (con transductor volumétrico), elastografía (con transductor lineal), eco estrés, paquetes cardiológicos y ginecológicos.







## Nano L12 EXP

### Ecógrafo portátil inalámbrico

- ▶ Ecógrafo inalámbrico portátil de alta resolución
- ▶ Sonda lineal de 4–12 MHz con 192 elementos
- ▶ Conectividad Wi Fi, DICOM y PACS
- ▶ 64 canales físicos
- ▶ Funciones automáticas de medición (Auto B-Line, Auto IMT, Auto Trace, eBladder)
- ▶ Guía de aguja integrada
- ▶ Hasta 5 horas de autonomía

## Nano C5 EXP

### Ecógrafo portátil inalámbrico

- ▶ Ecógrafo inalámbrico portátil de alta resolución
- ▶ Sonda convexa de 2–5 MHz con 128 elementos
- ▶ Conectividad Wi Fi, DICOM y PACS
- ▶ 64 canales físicos
- ▶ Funciones automáticas de medición (Auto B-Line, Auto IMT, Auto Trace, eBladder)
- ▶ Guía de aguja integrada
- ▶ Hasta 5 horas de autonomía






## SE-3 Electrocardiógrafo

- Compacto, portátil y liviano
- Pantalla a color de 3.5"
- Plegable hasta 90°
- Visualización de las 12 derivadas
- 3 canales de impresión simultánea
- Batería recargable de 6.5 horas de uso continuo
- Modo de trabajo auto/manual
- Software interpretativo SEMIP
- Exportación de estudios de ECG en formatos PDF
- **Opcional: Software de datos SE-1515, soporte pedestal**

## SE-301 Electrocardiógrafo

- Diseño ultra compacto, portátil y liviano (<1 Kg)
- Pantalla LCD táctil de 5"
- WiFi incorporado para una transmisión de datos más eficaz
- Impresora térmica incorporada de alta resolución
- Visualización de las 12 derivadas
- 3 canales de impresión simultánea
- Batería recargable de 8.5 horas de uso continuo
- Detección y alerta de desconexión
- **Opcional: Software de datos SE-1515, soporte pedestal**





## SE-601C

### Electrocardiógrafo

- Diseño compacto, portátil y liviano
- Pantalla LCD táctil a color de 5.6"
- Visualización de las 12 derivadas
- 6 canales de impresión simultánea
- Detección de marcapasos
- Impresora térmica incorporada de alta resolución
- Batería recargable de 5 horas de uso continuo
- Software interpretativo SEMIP
- Almacena hasta 800 datos de paciente
- **Opcional: Software de datos SE-1515, soporte pedestal**

## SE-1200 Express

### Electrocardiógrafo

- Pantalla LCD táctil de 8"
- 12 canales de visualización e impresión simultánea
- Detección de marcapasos
- Batería recargable de 8 horas de uso continuo
- Alarma visual de desconexión de electrodos
- Software interpretativo SEMIP
- Teclado alfanumérico
- **Opcional: Software de datos SE-1515, soporte pedestal**



## SE-1201 PRO

### Electrocardiógrafo

- Pantalla táctil LCD de 10,1" con resolución 1920 x 1200 px.
- Almacenamiento interno > 100.000 estudios.
- Admite múltiples formatos: PDF, JPG, BMP, PNG, TIFF.
- Batería recargable de ion-litio con autonomía aproximada de 3 a 4 horas de uso continuo.
- Imprime 12 canales y muestra simultáneamente las 12 derivaciones en pantalla en tiempo real con alta precisión.
- Conectividad WiFi, Bluetooth
- **Opcional: Software de datos SE-1515, soporte pedestal**



## SE-1515

### Prueba de Esfuerzo

- Transmisión inalámbrica (Bluetooth)
- Trabaja en PC y Tablet
- Generación automática de informes y vistas previas
- Análisis automático de arritmias
- 12 derivadas adquiridas y visualizadas
- Informes en formatos XML, PDF, DOC y JPG transferidos por correo electrónico
- **Opcional: Trotadora TMX-428**

## SA-10

### Monitor Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA)

- Pantalla a color para la monitorización de presión sanguínea de 24 horas
- Incluye software que permite almacenamiento, análisis de datos y generación de informes
- Diseño ligero <170 g
- Memoria interna para almacenar hasta 600 NIBP
- Resistencia IP22 a prueba de agua y polvo
- Amplio rango de medición de presión arterial desde 10 mmHg hasta 290 mmHg
- **Opcional: Bluetooth**




## SE-2003

### Sistema Holter

- Incluye software
- 3 canales de grabación digital
- Pantalla a color con visualización de forma de onda
- Diseño ligero, impermeable y compacto (50 g)
- Resistencia IP27 a prueba de agua y polvo
- Detección de marcapasos
- Frecuencias de muestreo ajustables
- **Opcional: Grabadora holter 12 canales (SE-2012)**





## YP - 800

### Incubadora

- ▶ Pantalla táctil LCD a color de 10"
- ▶ Campana de doble pared y cortina
- ▶ Inclinação ajustable de la cuna
- ▶ Dos modos de control: modo aire y modo bebé.
- ▶ Sistema de monitoreo de doble sensor de temperatura de la piel.
- ▶ Diseño de doble seguro de la puerta principal.
- ▶ Sistema de protección independiente contra sobre-temperatura.
- ▶ Puerto RS232: Transmisión de datos.
- ▶ Alarmas audibles y visibles.
- ▶ Sistema electrónico de ajuste de altura
- ▶ Sistema de control de humedad
- ▶ **Opcional: SpO2, sistema de control de O2, báscula, trendelenburg, lámpara de fototerapia superior o inferior**

## YP - 3000

### Incubadora híbrida

- ▶ Sistema multifuncional que combina una incubadora y un calentador radiante en una unidad
- ▶ Pantalla táctil de 8"

#### MODO CALENTADOR RADIANTE

- ▶ Tres modos de control: pre-calentamiento, manual y modo bebé
- ▶ Rango de control de la temperatura del bebé: (32°C–37°C)

#### MODO INCUBADORA

- ▶ Dos modos de control: modo transporte y modo bebé
- ▶ Rango de control de la temperatura del aire: (25°C–37°C)
- ▶ Rango de control de la temperatura del bebé: (34°C–37°C)
- ▶ Control de rango de humedad: 0% HR – 90% HR
- ▶ Sistema de control de la concentración de oxígeno
- ▶ Sistema de ajuste de altura vertical
- ▶ Inclinação de cuna  $\pm 12^\circ$
- ▶ El ajuste de temperatura y temperatura del bebé pueden ser visualizados por separado
- ▶ Portachasis para toma de RX
- ▶ **Opcionales: Lámpara de observación, medición de ECG, SpO2, NIBP**







## TI-2000

### Incubadora de Transporte

- ▶ Sistema doble cabina para mejor circulación de aire.
- ▶ Dos modos de control de temperatura: modo aire y modo bebé controlados por microcomputador.
- ▶ Humidificación pasiva.
- ▶ Rango de control de la temperatura del aire: (25°C–37°C).
- ▶ Rango de control de la temperatura del bebé: (34°C–37°C).
- ▶ Alarmas visuales y audibles.
- ▶ Batería para 90 minutos de uso continuo.
- ▶ Permite corriente (AC/DC) para uso de ambulancias.
- ▶ Cuenta con soportes, cilindros vacíos y atril.

#### Opcional:

- ▶ Batería adicional para 180 minutos de uso continuo.
- ▶ Sistema de control de humedad.
- ▶ Carrito para ambulancia.

## TI-2100B

### Incubadora de Transporte

- ▶ Pantalla táctil TFT LCD de 8.8 pulgadas
- ▶ Campana con doble pared termoaislante
- ▶ Batería de litio de alta capacidad con hasta 6 horas de uso ininterrumpido
- ▶ Lámpara superior de observación incorporada
- ▶ Colchón viscoelástico o con dispersión de presión
- ▶ Triple protección independiente contra sobretensión
- ▶ Monitorización de control de oxígeno, saturación, hemoglobina (opcional)
- ▶ Sistema de control de humedad





## HKN - 9010

### Lámpara de calor radiante

- ▶ Tres modos de control: pre-calentamiento, manual y modo bebé
- ▶ Rango de control de la temperatura del bebé: (34°C-38°C)
- ▶ Controlada por microprocesador
- ▶ Inclinação de cuna  $\pm 10^\circ$
- ▶ El ajuste de temperatura y temperatura del bebé pueden ser visualizados por separado
- ▶ Portachasis para toma de RX
- ▶ Dos gabinetes para almacenamiento

## HKN - 93B

### Lámpara de calor radiante

- ▶ Tres modos de control: pre-calentamiento, manual y modo bebe
- ▶ Rango de control de la temperatura del bebé: (34°C-38°C)
- ▶ Lámpara de fototerapia
- ▶ Controladas por micro-ordenador
- ▶ Portachasis para toma de RX
- ▶ Inclinação de cuna  $\pm 12^\circ$
- ▶ Dos gabinetes para almacenamiento
- ▶ **Opcional: Sistema de ajuste de altura vertical, sistema de pesaje**





## HKN - 93C

### Lámpara de calor radiante

- ▶ Pantalla táctil de 10.4"
- ▶ Tres modos de control: pre-calentamiento, manual y modo bebé
- ▶ Rango de control de la temperatura del bebé: (34.5°C – 37°C)
- ▶ Lámpara de fototerapia
- ▶ Medición de parámetro de SpO<sub>2</sub>
- ▶ Unidad de succión (Venturi)
- ▶ Unidad de reanimación infantil
- ▶ Sistema de ajuste de altura vertical
- ▶ Inclinación de cuna ±12°
- ▶ El ajuste de temperatura y temperatura del bebé pueden ser visualizados por separado
- ▶ Portachasis para toma de RX
- ▶ **Opcional: Balanza pesa bebé, función de humidificador, SpO<sub>2</sub> masimo Rainbow, lámpara de observación.**



## NAVI-60

### Iluminador de venas

- ▶ Colores de proyección ajustables
- ▶ Recargable (2.5 horas de uso continuo)
- ▶ Imagen de las venas en tiempo real sin contacto
- ▶ Detección de profundidad de la vena
- ▶ Diseño compacto y liviano: operación con una sola mano
- ▶ Alta definición de imagen y contraste venoso
- ▶ Compatible con todos los tonos de piel
- ▶ Incluye soporte para transporte







## **XHZ-90L**

### Lámpara de fototerapia

- ▶ Fuente de luz: LED azul
- ▶ Ajuste del rango de altura del módulo de la lámpara: 1350 mm - 1650 mm
- ▶ Vida útil de la fuente de luz: 5.000 horas
- ▶ Longitud de onda de la luz azul: 420 nm - 470 nm
- ▶ Cuenta con temporizador para tratamiento de fototerapia

## **XHZ-90**

### Lámpara de fototerapia

- ▶ Iluminación halógena
- ▶ Temporizador incorporado (cronómetro)
- ▶ Cabezal y altura ajustables
- ▶ Diseño compacto y móvil
- ▶ Funcionamiento con bajo nivel de ruido
- ▶ Compatibilidad con incubadoras
- ▶ Emisión de luz azul concentrada en 436 nm  $\pm$  5 nm





## **XHZ-90P**

### Lámpara de fototerapia

- ▶ Fuente de luz: LED azul como mayor fuente de luz mezclada con luz led amarilla para suavizar la irradiación
- ▶ Ajuste de nivel de intensidad de radiación (Alto y bajo)
- ▶ Ajuste del rango de la altura del módulo de la lámpara: 1350 mm - 1680 mm
- ▶ Vida útil de la fuente de luz: 20.000 horas
- ▶ Longitud de onda de la luz azul 420 nm - 470 nm
- ▶ Longitud de onda de la luz amarilla 580 nm - 595 nm
- ▶ Cuenta con temporizador para tratamiento de fototerapia



## LS800-550

### Lámpara Cialítica

- ▶ Vida útil del panel de iluminación de 50.000 horas.
- ▶ Iluminación por LED.
- ▶ Iluminación de 120.000 Lux por satélite.
- ▶ Temperatura del color 4300 K.
- ▶ Control digital de intensidad en cada satélite.
- ▶ Sistema de compensación de luz inteligente.
- ▶ Rotación 360°.
- ▶ Luz LED fría para proteger tejidos del paciente.



## LS800-750

### Lámpara Cialítica

- ▶ Vida útil del panel de iluminación de 50.000 horas.
- ▶ Iluminación por LED.
- ▶ Iluminación de 120.000 Lux en el primer satélite y 160.000 Lux en el segundo satélite.
- ▶ Temperatura del color 4300 K.
- ▶ Control digital de intensidad en cada satélite.
- ▶ Sistema de compensación de luz inteligente.
- ▶ Rotación 360°.
- ▶ Luz LED fría para proteger tejidos del paciente.
- ▶ **Opcionales: Cámara de Video (incorporada en 1 satélite o en tercer brazo), Pantalla grado médico.**





## Trilite LS800-750H

### Lámpara Cialítica

- ▶ Cámara HD integrada
- ▶ Rotación de 360° para posicionamiento preciso
- ▶ Iluminación LED hasta de 160.000 lux
- ▶ 12 niveles de intensidad de iluminación
- ▶ Índice de reproducción cromática ( $Ra \geq 95$ )
- ▶ Vida útil de los LED  $\geq 50.000$  horas
- ▶ Control remoto por infrarrojos





## NOT-5600SKF

### Mesa Quirúrgica

- Sistema Electrohidráulico integrado - Fabricación en acero inoxidable.
- Capacidad de peso máxima de 273Kg
- Radio-traslúcida para toma de RX.
- Proporciona movimiento longitudinal - Es compatible con accesorios de ortopedia.
- Rango de altura de 760 mm - 1070 mm.
- Uso general o cirugías específicas tales como cirugías de rodilla, cirugías de hombro, cirugías ortopédicas, cirugías abdominales, cirugía plástica, cirugía lumbar, cirugía de riñón, entre otras.
- Movimiento de riñonera o puente riñón.
- Batería interna integrada.
- **Opcional: Accesorio ortopedia, accesorio parto / urología**



## DR. MAX 7000SKB

### Mesa Quirúrgica

- ▶ Inclinación Trendelenburg y reverso de 30°/30°
- ▶ Hasta 100 accionamientos con batería interna.
- ▶ Alta capacidad de carga: soporta hasta 360 kg
- ▶ Estructura fabricada en acero inoxidable para mayor durabilidad.
- ▶ Rango de altura amplio de 685 – 1135 mm, ideal para diferentes especialidades.
- ▶ Puente renal manual de 121 mm, que facilita intervenciones renales y de columna.
- ▶ Sistema Electrohidráulico integrado.
- ▶ Sistema de bloqueo electrohidráulico y ruedas universales, para un fácil reposicionamiento.
- ▶ Control de mano alámbrico.





## BOARAY 600D

### Máquina de anestesia

- ▶ Pantalla a color 8.4"
- ▶ Tipos de paciente: adulto y pediátrico
- ▶ Modos de ventilación: Manual/Standby, (VCV), (PCV), SIMV(V)+PS, SIMV(P)+PS, PRVC, PSV
- ▶ PEEP electrónica
- ▶ Monitoreo FiO2
- ▶ Sistema de calefacción integrado fabricado en PPSU
- ▶ Tipo de gas: Aire, O2 y N2O
- ▶ Batería para 60 minutos de uso continuo
- ▶ Soporta medición de CO2 (Módulo de CO2 Opcional)
- ▶ Soporte para 2 Vaporizadores montaje tipo Selectatec
- ▶ **Opcional: Módulo SideStream de CO2 Plug & Play (Masimo IRMA), Vaporizadores**

## BOARAY 700

### Máquina de anestesia

- ▶ Pantalla giratoria táctil a color de 15"
- ▶ Tipos de paciente: adulto y pediátrico
- ▶ Modos de ventilación: Manual//Standby, VCV, PCV, PRVC, CPAP/PSV, SIMV + VCV, SIMV + PCV, SIMV + PRVC
- ▶ PEEP electrónica
- ▶ Monitoreo FiO2
- ▶ Sistema de calefacción integrado fabricado en PPSU
- ▶ Tipo de gas: Aire, O2 y N2O
- ▶ Batería para 60 minutos de uso continuo
- ▶ Soporte para 2 Vaporizadores montaje tipo Selectatec
- ▶ **Opcional:**  
**Módulo de Multigas Plug & Play (Masimo IRMA),**  
**módulo SpO2 Plug & Play, Módulo SideStream de CO2**  
**Plug & Play (Masimo ISA)**







## PUMILA 750D

### Máquina de anestesia

- ▶ Pantalla táctil a color de 15".
- ▶ Tipos de paciente: adulto y pediátrico.
- ▶ Volumen corriente mínimo de 10 ml.
- ▶ PEEP electrónico.
- ▶ Monitoreo FiO<sub>2</sub>.
- ▶ Sistema de calefacción integrado fabricado en PPSU.
- ▶ Tipo de gas: Aire, O<sub>2</sub> y N<sub>2</sub>O.
- ▶ Batería para 90 minutos de uso continuo.
- ▶ Soporte para 2 vaporizadores de montaje tipo Selectatec.
- ▶ Mesa de trabajo plegable.

▶ **Modos de ventilación:** Manual/Standby, VCV, PCV, PRVC, CPAP/PSV, SIMV + VCV, SIMV + PCV, SIMV + PRVC.

#### Opcional:

- ▶ Módulo de Multigas Plug & Play (Máximo IRMA), módulo SideStream de CO<sub>2</sub> Plug & Play (Masimo IRMA), módulo SpO<sub>2</sub>, vaporizadores



## F3

### Monitor fetal

- ▶ Pantalla TFT a color de 5.6"
- ▶ Transductor FHR de 8 cristales (a prueba de agua)
- ▶ Interface USB para la transmisión de datos
- ▶ Detección de movimiento fetal automático
- ▶ Modos de visualización en pantalla: ondas numéricas y mixtas
- ▶ Detección gemelar incorporada en el equipo
- ▶ **Opcional: Monitorización invasiva DECG e IUP, central de monitoreo, análisis CTG, soporte pedestal**

## F6 Express

### Monitor materno fetal

- ▶ Monitor materno fetal
- ▶ Pantalla TFT plegable de 10.1"
- ▶ Monitoreo de parámetros maternos (ECG, SPO2, TEMP, NIBP)
- ▶ Batería recargable de 2 horas de trabajo continuo
- ▶ Detección de movimiento fetal automático
- ▶ Verificación de superposición de señales para separar los gemelos FHR
- ▶ Transductores FHR impermeables de alta sensibilidad
- ▶ Vista previa de tendencias
- ▶ Múltiples modos de pantalla: ondas numéricas y mixtas
- ▶ **Opcional: Monitorización invasiva DECG e IUP, central de monitoreo, soporte pedestal**





## F9 Express

### Monitor materno fetal

- ▶ Pantalla TFT táctil a color de 12.1" plegable.
- ▶ Monitoreo gemelar con tecnología Doppler resistente al agua.
- ▶ Monitoreo de parámetros maternos (ECG, SPO2, TEMP, NIBP)
- ▶ Interface USB para la transmisión de datos.
- ▶ Impresora térmica incorporada.
- ▶ Múltiples modos de pantalla: ondas, numéricas y mixta.
- ▶ Alarmas audibles y visibles
- ▶ Transductor FHR de 12 cristales (a prueba de agua)
- ▶ **Opcional: Monitorización invasiva DECG e IUP, central de monitoreo, soporte pedestal**

## F15 Air

### Monitor materno fetal

- ▶ Pantalla LCD táctil de 15.6"
- ▶ Interfaz intuitiva
- ▶ Transductores inalámbricos ligeros (<10 kg)
- ▶ Transductores FHR impermeables de 12 cristales
- ▶ Sistema de análisis CTG profesional
- ▶ Monitoreo continuo
- ▶ Lectura de frecuencia cardíaca de la madre
- ▶ Memoria de respaldo de los transductores de 15 min
- ▶ Rango de los transductores de 50 metros (aproximadamente)
- ▶ Monitorización de gemelos
- ▶ Carga inalámbrica de los transductores
- ▶ **Opcional: DECG - IUP, Medición de NIBP, SPO2, PR de la madre a través del módulo inalámbrico FT20, tercer transductor**





## X8

### Monitor de paciente

- Diseño ligero, delgado y compacto.
- Pantalla TFT táctil a color de 8".
- 13 formas de ondas máximo.
- Batería de litio recargable de 4 horas.
- 5 parámetros de pacientes (ECG, SpO<sub>2</sub>, NIBP, RESP, 1-TEMP).
- Visualización de múltiples ondas en pantalla.
- Detección de marcapasos.
- **Opcional: CO<sub>2</sub>, central de monitoreo, impresora**

## X12

### Monitor de paciente

- Diseño ligero, delgado y compacto
- Pantalla TFT a color de 12.1"
- Batería recargable de 4 horas
- Diseño Slim (delgado)
- 5 parámetros básicos de paciente (ECG, SpO<sub>2</sub>, NIBP, RESP, 2-TEMP)
- 13 Formas de ondas máximo
- Detección de Marcapasos
- **Opcional: IBP, central de monitoreo, impresora, soporte pedestal**







## iM3s + QUICK TEMP


### Monitor de signos vitales

- ▶ Resistente a caídas
- ▶ Protección contra humedad
- ▶ Pantalla a color
- ▶ Diseño compacto y liviano
- ▶ Apto para pacientes adultos, pediátricos y neonatales
- ▶ Parametros de SPO2, NIBP Y TEMP
- ▶ Almacenamiento de hasta 20.000 registros
- ▶ Alarmas audibles y visibles
- ▶ **Opcional: Sensor spo2 pediátrico/neonato, brazalete pediátrico/neonato**

## iM50

### Monitor de paciente

- ▶ Pantalla táctil a color de 8.4"
- ▶ Batería recargable de 4,5 horas, ideal para transporte
- ▶ 5 parámetros de paciente (ECG, SpO2, NIBP, RESP, 2-TEMP)
- ▶ Visualización de múltiples ondas en pantalla
- ▶ Análisis de arritmias
- ▶ Conexión a la central de monitoreo
- ▶ Detección de marcapasos
- ▶ **Opcional: CO2 - Central de monitoreo, Llamada de enfermería**



## iM70

### Monitor de paciente

- ▶ Pantalla táctil a color de 12.1"
- ▶ Batería de litio recargable de 3.5 horas
- ▶ 5 parámetros de paciente (ECG, SpO2, NIBP, RESP, 2 TEMP)
- ▶ Visualización de múltiples ondas en pantalla
- ▶ Detección de marcapasos
- ▶ Análisis de segmentos ST
- ▶ Conexión a central de monitoreo
- ▶ **Opcional: 2 IBP + CO, 2 IBP + CO + CO2, 2 IBP + CO multigás sin O2, central de monitoreo, soporte pedestal**



## Elite V5 Monitor de Paciente

- ▶ Pantalla táctil TFT-LCD a color de 12.1".
- ▶ 2 Baterías de litio recargable para hasta 10 horas de operación (solo con medidas de NIBP/ECG/SPO2).
- ▶ Visualización de hasta 13 formas de ondas en pantalla.
- ▶ Parámetros medidos en el módulo principal (XM o iM20): ECG 3/5 derivaciones, RESP, SPO2, NIBP, 2 TEMP, PR, 2 IBP (opcional).
- ▶ Diseño amigable sin ventilador.
- ▶ Conexión a central de monitoreo.
- ▶ **Opcional: Módulos independientes: IBP, CO, CO2, AG/O2, BIS, EEG, RM, ICG, NMT, V LINK.**

## iM20 Monitor de Paciente

- ▶ Pantalla táctil TFT-LCD a color de 5"
- ▶ Equipo liviano, ideal para transporte con tan solo un peso de 1.5 kg (incluyendo batería, sin accesorios)
- ▶ Compatible como módulo de parámetros básicos de la serie ELITE, lo que permite una monitorización del paciente continua
- ▶ Batería de litio recargable para hasta 5.5 horas de uso.
- ▶ Diseño robusto con IP44 a prueba de agua y polvo y resistencia a caídas de 1.2 m
- ▶ Parámetros Estándar: ECG 3/5 derivaciones, RESP, SpO2, NIBP, 2-TEMP, PR



## H100B

### Oxímetro de pulso

- ▶ Pantalla LCD retroiluminada.
- ▶ Pulso oxímetro para paciente adulto, pediátrico y neonatal.
- ▶ IP22 Resistente al agua y polvo.
- ▶ Visualización onda pletismográfica de SpO<sub>2</sub>.
- ▶ Batería AA de hasta 48 horas de uso.
- ▶ Almacenamiento de datos de 300 horas.
- ▶ **Opcional: Base cargador con batería recargable, sensor SpO<sub>2</sub> neonatal y pediátrico, medición de temperatura (H100N), tecnología Nellcor Oximax™ (H100N)**







## YX-930D Succionador

- ▶ Capacidad de 5L divididos en 2 frascos de 2.5L
- ▶ Alta velocidad de flujo regulable de 40L/min
- ▶ Succionador de fácil movilidad
- ▶ Máximo vacío de 680 mm Hg
- ▶ Bomba de libre mantenimiento
- ▶ Frascos: material de policarbonato
- ▶ Sistema de cierre hermético

## YX-980D Succionador

- ▶ Capacidad de 12L dividido en 4 frascos (2 frascos de 2 L y 2 frascos de 4L)
- ▶ Alta velocidad de flujo regulable 80L/min
- ▶ Succionador de fácil movilidad
- ▶ Máximo vacío de 680 mm Hg
- ▶ Bomba de libre mantenimiento
- ▶ Sistema de cierre hermético
- ▶ Frascos de policarbonato



## SXT-5A Succionador

- ▶ Capacidad de 1 litro.
- ▶ Material plástico transparente.
- ▶ Alto vacío, alto flujo, buen rendimiento.
- ▶ Liviano, ideal para transporte.
- ▶ Posee protección de sobre flujo.
- ▶ Máximo vacío de 600 mmHg.
- ▶ Alta velocidad de flujo regulable de 22 L/M.
- ▶ Bomba libre de mantenimiento.
- ▶ **Opcional: Frasco adicional de 1 litro para capacidad de 2 litros.**






## **Amoul T6**

### Ventilador de transporte

- ▶ Apto para 3 tipos de paciente (Adulto, pediátrico y neonatal)
- ▶ Pantalla Táctil a color
- ▶ Turbina potente y silenciosa
- ▶ Volumen corriente mínimo de 2 ml.
- ▶ Ventilación Invasiva:  
P-A/C, IPPV, PCV, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, PRVC, PRVC -SIMV, APRV, BiPPV, CPAP/PSV, y en los tipos para lactantes: PCV, P-A/C, PRVC, PRVC-SIMV, P-SIMV, APRV, BiPPV, CPAP/PSV.
- ▶ Ventilación no invasiva:  
P-A/C, P-SIMV, APRV, BiPPV, CPAP/PSV, y en los tipos infantiles: CPAP, PCV.
- ▶ Transporte prehospitalario e intrahospitalario
- ▶ Peso con batería incluida (6,2kg).
- ▶ Alarmas audibles y visibles

#### **Opcional:**

- ▶ Carro de transporte



## PADUS 5

### Ventilador mecánico

- ▶ Fuente de gas: O<sub>2</sub> y turbina (Aire ambiente)
- ▶ Pantalla táctil de 12"
- ▶ Tipo de pacientes: Adulto/Pediátrico/Neonatal
- ▶ Batería: 120 minutos de autonomía
- ▶ Medición y ajuste de FiO<sub>2</sub>
- ▶ Visualización de alarmas 360°
- ▶ Varios escenarios de aplicación
- ▶ Software intuitivo de fácil manejo
- ▶ Parámetros programables y monitoreables
- ▶ Alarmas automáticas y programables
- ▶ Humificador
- ▶ **Modos de ventilación invasiva:**  
VCV/PCV/PRVC/SIMV (V) + PS/SIMV (P) + PS/SIMV (PRVC) + PS/CPAP/PSV/DualPAP/VSV
- ▶ **Modos de ventilación no invasiva:**  
PCV/PSV/CPAP/HFNC/SIMV(P)+PS
- ▶ **Opcional:** Capnografía, medición de SpO<sub>2</sub>, 2da batería para 240 min de autonomía, modos de ventilación no invasiva: DualPAP/APRV

## PADUS 8

### Ventilador mecánico

- ▶ Pantalla táctil de 17"
- ▶ Tipo de paciente: adultos, pediátricos y neonatales (con sensor proximal)
- ▶ Software intuitivo de fácil manejo
- ▶ Parámetros programables y monitoreables
- ▶ Medición y ajuste de FiO<sub>2</sub>
- ▶ Alarmas automáticas y programables
- ▶ Módulo de mecánica ventilatoria (Pplat, V peak, distensibilidad y resistencia)
- ▶ Batería interna con 90 min. de autonomía
- ▶ Visualización de alarmas 360°
- ▶ **Modos de ventilación invasiva:**  
VCV/PCV/PRVC/SIMV (V) + PS/SIMV (P) + PS/SIMV (PRVC) + PS/CPAP/PSV/DualPAP/VSV.
- ▶ **Modos de ventilación no invasiva:**  
PCV/PSV/CPAP/HFNC/DualPAP/SIMV (P) + PS.
- ▶ **Opcionales:** Monitorización de la presión esofágica e intra-gástrica, capnografía - oximetría, módulo neonatal con sensor proximal, 2da batería para 180 min. de autonomía, modos de ventilación no invasiva: DualPAP/APRV/SIMV (PCV) + PS.





## C6A Videocolposcopio

- ▶ Software de visualización de imágenes y gestión de datos
- ▶ Intensidad luminosa de 2.500 lúmenes
- ▶ Control remoto de ruptura
- ▶ El sistema de evaluación R-way estandariza la interpretación de los hallazgos colposcópicos
- ▶ Sistema de iluminación LED que garantiza una visión real del tejido
- ▶ Visualización de imágenes y cámara de alta resolución
- ▶ Sistema de enfoque automático
- ▶ Filtro electrónico verde para una mejor visualización de la imagen vascular
- ▶ Duplica imagen en tiempo real

## C9 UHD Videocolposcopio

- ▶ Iluminación LED de alta intensidad hasta 10.000 lx
- ▶ Resolución Ultra HD 4K ( $\geq 8$  MP)
- ▶ Ampliación híbrida de hasta 240x (20x óptico + 12x digital)
- ▶ Campo de visualización amplio desde  $\geq 120$  mm (3x) hasta  $\geq 5$  mm en máxima ampliación.
- ▶ Sistema de enfoque automático y manual para una visualización precisa.
- ▶ Reproducción de color de alta fidelidad para una mejor valoración clínica.





Innovamos en **tecnología médica**,  
respaldamos con **experiencia** y  
respondemos con **compromiso**.

**Asesoría Comercial**

+57 301 516 0005

[servicioalcliente@novamedicasas.com](mailto:servicioalcliente@novamedicasas.com)

**Asesoría Comercial**

+57 313 527 3243

[comercial2@novamedicasas.com](mailto:comercial2@novamedicasas.com)

**Asesoría Comercial**

+57 321 212 1329

[comercial4@novamedicasas.com](mailto:comercial4@novamedicasas.com)



**Barranquilla, Colombia**

CRA 49C #79-184

[www.novamedicasas.com](http://www.novamedicasas.com)

**¡Conoce más sobre nosotros!**



@novamedicasas | [www.novamedicasas.com](http://www.novamedicasas.com)