



## SAIKANG®



## Carro de paro SKK-M



**Estructura resistente**  
de fácil limpieza.



**Cajones amplios**  
con **cierre seguro.**



**Ruedas con freno para**  
**máxima estabilidad.**

- ▶ Portasuero ajustable en altura
- ▶ Bandeja superior para insumos y equipos
- ▶ Soporte lateral para contenedor de residuos
- ▶ Divisiones internas para mejor organización

### Áreas de uso



HOSPITALIZACIÓN



URGENCIAS



SALA DE  
CIRUGÍA



UCI

## Características Principales

### Carro de paro SKK-M

- Dimensiones: Ancho: 750 x 520 x Alto: 960 mm
- Ruedas: 100 mm
- Material: ABS y materiales antibacterianos de fácil limpieza. Acero inoxidable para el atril y soporte desfibrilador.



#### Soporte de una sola pieza.

El soporte de una sola pieza proporciona una protección más completa; el mango totalmente protegido hace que sea más cómodo de sujetarse; la forma de agarre elevada hace que el manejo de la mesa lateral sea más cómodo.



#### Estructura Resistente.

Ruedas ensambladas en la misma línea vertical con cuatro columnas para brindar una mayor estabilidad, incluso cuando los cajones interiores se encuentren abiertos llenos de medicamentos/herramientas.



#### Fuente de Alimentación.

La toma de corriente es móvil y desmontable, fácil de usar, ubicada encima del tablero de RCP para facilitar el uso de cilindros de oxígeno.



#### Atril de Infusión.

Atril insertado en la columna del cuerpo principal.

## Características Principales

### Carro de paro SKK-M

www.novamedicasas.com

Carro de paro  
Este catálogo está diseñado bajo propiedad intelectual de **Nova Médica sas.** ©



#### Desfibrilador.

La superficie de la placa está hecha de material ABS. La posición del atril y de la placa para el desfibrilador se pueden intercambiar para facilitar su uso.



#### Agarradera Funcional.

Agarradera decorativa biselada en el exterior, para una mayor comodidad de funcionamiento.



#### Cajón.

Cajones mas grandes y más profundos!



#### Soporte para Cilindro de Oxígeno.

Incluye soporte para cilindro de oxígeno retráctil insertado, con cinturones de fijación en el carro para brindar un mayor ahorro de espacio.

## Características Principales

### Carro de paro SKK-M



#### Divisiones de Cajón.

Divisiones de cajón tipo tarjeta desde la parte inferior para una mejor clasificación de insumos y mayor facilidad de limpieza.



#### Caneca de Desechos.

Caneca de desechos verde y amarillo para una mejor disposición de los mismos.

