

Aparato de succión eléctrica


YX-930D



Características



Dos botellas de vidrio de 2.500 mL de gran capacidad



Velocidad de flujo 40L/min



Dispositivo de protección contra desbordamiento

Áreas de uso

- Alto vacío (flujo), buen rendimiento
- Diseño robusto y con pedal incluido para activar la succión
- Filtro de aire para protección interna de la bomba
- Bomba de pistón libre de aceite
- Mangueras de PVC transparentes, no tóxicas y fáciles de monitorear



URGENCIAS



QUIRÓFANO



CIRUGÍA



UCI (ADULTO,
PEDIÁTRICA,
NEONATAL)

Aparato de succión eléctrica YX-930D

Diseñado para responder con solidez en momentos críticos, el YX-930D combina potencia, autonomía y facilidad de uso.

Es una solución **potente y confiable** para la evacuación de fluidos en entornos clínicos exigentes. Su bomba libre de aceite garantiza un **funcionamiento limpio y sin mantenimiento**, con un flujo de succión de $\geq 40\text{L/min}$. Incluye **dos botellas de vidrio de 2.500mL**, ideales para procedimientos prolongados. El diseño incorpora **protección contra desbordamiento y filtro de aire** para mayor seguridad.

Equipado con pedal de control, mangueras transparentes y estructura robusta, **ofrece comodidad y eficiencia durante su uso**. Su nivel de ruido $\leq 60\text{dB}$ permite una **operación silenciosa en áreas críticas**. Diseñado para **quirófanos, UCIs y servicios de urgencias**, el YX-930D combina rendimiento, higiene y autonomía. Una herramienta confiable para intervenciones que requieren succión continua.



Aparato de succión eléctrica YX-930D

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR:

Especificaciones físicas:

- Dimensiones: 360 x 320x 830mm
- Peso: 20 kg

Especificaciones de seguridad:

- Clase de protección y grado de protección: Clase I y tipo B
- Grado de protección provisto por la cubierta: IPX0

Especificaciones ambientales:

Funcionamiento:

- Temperatura: 5 ~ 40 °C
- Humedad relativa: ≤ 80%
- Presión atmosférica: 860 -1060 hPa

Almacenamiento:

- Temperatura: -40 ~ 55 °C
- Humedad relativa: ≤ 95%
- Presión atmosférica: 500 ~ 1060 hPa

Especificaciones de alimentación:

- Voltaje de entrada: ~110 V
- Frecuencia de entrada: 60Hz.
- Potencia: 250VA

Especificaciones de funcionamiento:

- Máximo Vacío: ≥0.09MPa (680mmHg)
- Rango de Vacío ajustable: 0.02 MPa (150 mmHg) ~Máx. vacío
- Rango de Flujo: ≥40L/min
- Ruido: ≤60dB(A)
- Recipientes de almacenamiento: Dos de 2.500ml (vidrio), desinfección del material de los recipientes: Sumersión en solución desinfectante.
- Ciclo de trabajo: la unidad deberá trabajar continuamente durante 30 minutos con carga intermitente.

Accesorios incluidos:

- Cánula de succión para cavidad abdominal.
- Manguera de succión.
- Filtro de aire.
- Fusible.
- Pedal.
- Manual de usuario



Preguntas Frecuentes.

1. ¿El YX-930D es adecuado para procedimientos prolongados o de alto volumen?

Sí. Su doble botella de 2.500mL y su flujo $\geq 40\text{L/min}$ lo hacen ideal para procedimientos donde se requiere una succión continua y de alta capacidad.

2. ¿El succionador YX-930D se puede operar con pedal?

Sí. Incluye un pedal que permite activar la succión de forma cómoda y manos libres, útil durante intervenciones quirúrgicas o de urgencia.

3. ¿Qué tan ruidoso es el equipo en funcionamiento?

El nivel de ruido es $\leq 60\text{ dB(A)}$, por lo que puede utilizarse en áreas sensibles como UCIs o quirófanos sin causar molestias.

4. ¿Requiere mantenimiento frecuente o lubricación?

No. El equipo utiliza una bomba libre de aceite, lo que elimina la necesidad de lubricación y reduce los tiempos de mantenimiento.

¡No te pierdas nada de lo que hacemos!

Síguenos en nuestras redes sociales y mantente al día con promociones exclusivas, novedades y actualizaciones sobre tecnología médica.

@novamedicasas



#somostualiado