




Gabinete DEA **WAP-812-M9**



Apertura frontal para acceso rápido al DEA.



Puerta transparente de vidrio PC resistente a impactos.



Estructura completa en ABS resistente.

Áreas de uso

- Compatible con cualquier modelo de DEA del mercado
- Diseño con esquinas redondeadas para mayor seguridad
- Incluye alarma y luz estroboscópica integradas



Gabinete DEA WAP-812-M9

Especificaciones técnicas

▶ Tipo	▶ Gabinete Interior DEA - WAP 812 M9
▶ Material	▶ Material ABS + vidrio PC
▶ Tamaño	▶ Alto 45cm x ancho 35cm x profundidad 15cm
▶ Peso neto	▶ 6 kg
▶ Tamaño del empaque	▶ Alto 51cm x ancho 41cm x profundidad 21cm
▶ Empaque	▶ 1 pieza/cartón
▶ Peso bruto	▶ 7,25 kg
▶ Alarma	▶ Sí
▶ Luz estroboscópica	▶ Sí
▶ Certificación	▶ CE, ISO, EMC



Preguntas Frecuentes.

Gabinete

www.novamedicasas.com
Este catálogo está diseñado bajo propiedad intelectual de Nova Médica sas. ©

1. ¿El gabinete es compatible con cualquier modelo de DEA?

Sí, su diseño interno permite alojar prácticamente cualquier desfibrilador externo automático del mercado.

2. ¿De qué material está fabricado el gabinete?

El cuerpo y la manija son de ABS resistente, mientras que el frente es de vidrio PC.

3. ¿El gabinete cuenta con sistema de alarma?

Sí, incluye alarma y luz estroboscópica que se activan al abrir la puerta.

¡No te pierdas nada de lo que hacemos!

Síguenos en nuestras redes sociales y mantente al día con promociones exclusivas, novedades y actualizaciones sobre tecnología médica.

@novamedicasas



#somostualiado

V-001
12 - 2025