



Mesa Quirúrgica **NOVEL 330T**



Características



Sistema de elevación hidráulico confiable y de fácil operación.



Rotación de 180°



Puente renal integrado

- Bomba de aceite con pedal plegable para elevación y descenso de la mesa
- Ruedas giratorias grandes con mecanismo central de bloqueo
- Manivelas independientes para control de espaldar, Trendelenburg, inclinación lateral y flexión/deflexión
- Bloqueo de posicionamiento vertical y horizontal para piernas

Áreas de uso



SALAS DE CIRUGÍA

MESA QUIRÚRGICA NOVEL 330T



La mesa quirúrgica **NOVEL 330T** ha sido diseñada para ofrecer un equilibrio perfecto entre **funcionalidad, simplicidad y fiabilidad**. Su operación totalmente manual, mediante sistema hidráulico y manivelas, permite ajustes rápidos sin depender de energía eléctrica, asegurando continuidad en entornos hospitalarios de cualquier complejidad.

Gracias a su **superficie radiotranslúcida** y rotación de 180°, facilita el uso de equipos de imagenología como el arco en C sin necesidad de trasladar al paciente. Su estructura robusta y de fácil limpieza garantiza **higiene y durabilidad**, reduciendo tiempos de preparación entre procedimientos.

La **ergonomía de su diseño** optimiza la posición del equipo médico, mejorando la eficiencia y seguridad del paciente durante la cirugía. Sus ruedas de gran tamaño y bloqueo central brindan excelente movilidad y estabilidad, convirtiéndola en la opción ideal para hospitales, clínicas y centros de cirugía ambulatoria.

Mesa Quirúrgica **NOVEL 330T**

Especificaciones de funcionamiento

▶ Longitud de la mesa (incluyendo cabecera)	▶ 1.960 mm
▶ Ancho de la mesa (con rieles laterales)	▶ 500 mm (19.7")
▶ Alto de la mesa (arriba/abajo)	▶ 710-950 mm
▶ Cabecera (arriba/abajo)	▶ 60°/90°
▶ Espaldar (arriba/abajo)	▶ 90°/5°
▶ Pierneras (arriba/abajo)	▶ 0°/90°
▶ Pierneras (posición horizontal)	▶ 0°- 90°
▶ Trendelenburg / trendelenburg inverso	▶ 25°/25°
▶ Inclinación Lateral (izq/der)	▶ 20°/20°
▶ Flexión/deflexión	▶ 185°/90°
▶ Máximo peso de paciente	▶ 120 kg
▶ Rotación de la mesa	▶ 180°
▶ Elevación de puente riñón	▶ 121 mm
▶ Peso de la mesa	▶ 170 kg

Modos

- ▶ Manivela Izquierda: Control de placa espaldar arriba / abajo y flexión / deflexión.
- ▶ Bloqueo de posicionamiento Vertical y horizontal Para pierneras.
- ▶ Manivela derecha:
Control de Trendelenburg / Trendelenburg inverso e inclinación izquierda / derecha.
- ▶ Bloqueo Central Mecanismo de Piso:
Fácil, permite fijar la mesa en su lugar.
- ▶ Grandes Ruedas giratorias:
Proporcionar una excelente movilidad.
- ▶ Bomba de aceite pedal plegable:
Control de elevación y descenso de mesa.



Características Principales

www.novamedicasas.com

Este catálogo está diseñado bajo propiedad intelectual de **Nova Médica sas.** ©

Mesa Quirúrgica **NOVEL 330T**

Puente renal integrado

El puente renal integrado permite la operación fuera del campo estéril, a la izquierda o a la derecha del cabezal, lo que ayuda a evitar la interferencia con los procedimientos quirúrgicos y la contaminación del campo estéril. El puente renal también es translúcido a los rayos X. (Solo el modelo K cuenta con esta función)

Accesorios incluidos:

Braceras cantidad: 2

Pieceros cantidad: 2

Juego de cojines

Accesorios opcionales:



Dispositivo de Tracción Ortopédica Telescópica Integrada

Esta unidad está equipada con una articulación doble y brazos de tracción telescópicos que permiten la rotación pélvica para lograr los requisitos de posicionamiento más exigentes. (Solo el modelo F cuenta con esta función).

Preguntas Frecuentes.

www.novamedicasas.com

Este catálogo está diseñado bajo propiedad intelectual de **Nova Médica sas.** ©

● 1. ¿La mesa es radiotranslúcida?

Sí, permite el uso de arco en C para toma de imágenes sin necesidad de trasladar al paciente.

● 2. ¿Requiere conexión eléctrica para funcionar?

No, su operación es completamente manual mediante manivelas y pedal hidráulico.

● 3. ¿Qué peso máximo soporta?

Hasta 120 kg, garantizando estabilidad y seguridad para procedimientos estándar.

● 4. ¿Puede rotar para facilitar el acceso quirúrgico?

Sí, ofrece rotación de 180° para optimizar el espacio en quirófano.

¡No te pierdas nada de lo que hacemos!

Síguenos en nuestras redes sociales y mantente al día con promociones exclusivas, novedades y actualizaciones sobre tecnología médica.

@novamedicasas



#somostualiado