




Fototerapia XHZ90



XHZ90

Unidad de Fototerapia Neonatal



Temporizador
Tiempo de fototerapia.



Iluminación
Halogena.

- ▶ Luz de fototerapia convencional.
- ▶ Cabeza ajustable.
- ▶ Compatible con todas las incubadoras.
- ▶ **Modelos móviles y fijos:** modelo fijo compatible con la incubadora de nuestra compañía.
- ▶ Ángulo y altura de módulo de la lámpara se puede ajustar.



Fototerapia XHZ90

Configuración estándar

Modelo móvil:

- ▶ Incluye módulo principal, temporizador, interruptor de encendido y panel de protección.

Soporte móvil:

- ▶ Incluye columna de lámpara, barra de ajuste de altura, botón de bloqueo de posición, base con ruedas.

Especificaciones

Fuente de alimentación:

- ▶ AC110V-120W 60Hz Máxima
- ▶ Potencia de salida: 75W
- ▶ Fuente de luz: fluorescente azul
- ▶ Espectro: 436nm

La mayor irradiancia total de bilirrubina en la superficie efectiva:

- ▶ > 1.4mw/cm² (XHZ-90 móviles)
- ▶ > 0.7mw/cm² (XHZ-90 fija)

Uniformidad de la irradiancia total de bilirrubina:

- ▶ > 0.5 (XHZ-90 móviles)
- ▶ > 0,4 (XHZ-90 fija)

Longitud de onda de la luz azul:

- ▶ 420-470nm

Vida útil de la fuente de luz:

- ▶ 2000 horas

Ajuste el rango para el ángulo del módulo de fototerapia:

- ▶ 0° - 60°

Ajuste del rango de altura del módulo de fototerapia:

- ▶ 1350mm-1650mm (Sólo para el modelo de móvil)

Rango del temporizador:

- ▶ 0-9999 hrs 59 min

Empaquetado

Paquete:

- ▶ Cada unidad se embala en una sola cajas de

cartón Dimensiones:

- ▶ 95.5cm x 65.5cm x 20.5cm
- ▶ Peso bruto: 23 kg

