

Aparato de Succión Eléctrica



YX930D

Bomba Libre de Aceite.
Alta Velocidad de Flujo.
Bajo Nivel de Contaminación.
2500 ml x 2 de capacidad.

Especificaciones Técnicas

Máximo vacío:	Mayor o igual a - 0.09 Mpa (-680 mmHg)
Flujo de aire libre:	Mayor o igual a 40 L/min
Capacidad de las botellas:	2500 ml x 2
Intervalo de vacío ajustable:	0.02 a - 0.09 Mpa (-150 a - 680 mmHg)
Nivel de ruido:	Menor o igual a 60 dB (a)
Potencia de entrada:	250 VA
Fuente de alimentación:	110 VAC / 60 Hz
Sistema de trabajo:	Operación continua con carga intermitente
Dimensiones:	465 mm (Largo) x 425 mm (Grosor) x 920 mm (Altura)
Peso neto:	22.5 kg

Accesorios Incluidos:

Cánula de succión para cavidad abdominal, manguera de succión,

Filtro de aire, fusible, pedal, manual.



Carrera 49C No. 79 - 184
PBX: (57 - 5) 3780063 ext. 101
Celular: 301 5160005
servicioalcliente@novamedicaltda.com
www.novamedicaltda.com
Barranquilla, Colombia