

Gabinete AED

WAP-812-M9



... **Diseño**
con esquinas redondeadas



Características

- ▶ Adaptable a cualquier tipo de DEA disponibles en el mercado.
- ▶ El pistilo magnético de la puerta proporciona un cierre sólido y una apertura sin problemas.
- ▶ Todo el frente del gabinete se abre para permitir fácil acceso al dispositivo DEA.
- ▶ Puerta transparente de acrílico resistente a impactos.
- ▶ Mango de la puerta en acero inoxidable.



Gabinete DEA

Especificaciones Técnicas

TIPO	Gabinete Interior Dea - WAP 812 M9
MATERIAL	Metal + Vidrio PC
TAMAÑO	Alto 45x ancho 35 X profundidad 15 Cm
PESO NETO	4.68 Kg
TAMAÑO DEL EMPAQUE	Alto 51x ancho 41 X profundidad 21 Cm
EMPAQUE	1 Pieza/carton
PESO BRUTO	5.8 Kg
ALARMA	Si
LUZ ESTROBOSCOPICA	Si
CERTIFICACIÓN	CE, ISO, EMC

